

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị sửa chữa máy chạy thận nhân tạo 4008S hãng Fresenius

Bệnh viện đa khoa Hà Đông đang có nhu cầu tiếp nhận Báo giá để tham khảo xây dựng giá cho gói thầu với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Số 2 – Bế Văn Đàn – Hà Đông – Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

+ Nguyễn Viết Hồng – Nhân viên Phòng Vật tư TBVT

+ Điện thoại: 0961380110

+ Email: vtytbvhd@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư – Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Số 2 – Bế Văn Đàn – Hà Đông - Hà Nội)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 21/11/2025 đến ngày 28/11/2025.

Lưu ý: Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của Báo giá: Tối thiểu 60 ngày.

II. Nội dung Yêu cầu báo giá

1. Danh mục linh kiện: (Theo phụ lục đính kèm)

2. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

3. Yêu cầu đối với nhà thầu: Có giấy ủy quyền sửa chữa máy chạy thận nhân tạo hãng Fresenius 4008S (bản gốc/ bản chụp); hoặc văn bản xác nhận của hãng Fresenius xác nhận nhà thầu đủ năng lực thực hiện công việc sửa chữa máy chạy thận nhân tạo hãng Fresenius (bản gốc/ bản chụp)

4. Thời gian sửa chữa dự kiến: Ngay sau khi có kết quả trúng thầu và ký kết hợp đồng kinh tế.

5. Dự kiến về điều khoản thanh toán hợp đồng: Thời hạn dự kiến thanh toán trong vòng 60 ngày kể từ khi bàn giao đầy đủ hồ sơ chứng từ đúng quy định cho Bệnh viện. Hình thức thanh toán bằng chuyển khoản.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên,
- BGĐ Bệnh viện
- Ban truyền thông (để thông báo trên Website của Bệnh viện);
- Lưu: VT:



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Vinh



PHỤ LỤC

(Kèm theo thư mời báo giá của Bệnh viện đa khoa Hà Đông ngày 21/11/2025)

Gói thầu: sửa chữa, thay thế vật tư, phụ kiện cho các máy chạy thận nhân tạo 4008S hãng Fresenius sử dụng tại khoa Nội thận tiết niệu - Bệnh viện đa khoa Hà Đông

STT	Tên Thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
1	BÀN PHÍM CHO KHÔI DÂY MÁU WO SN 4008SV10	Cái	1	tương thích hoàn toàn với máy chạy thận nhân tạo Model: 4008S của hãng Fresenius
2	VAN GIẢM ÁP 4008/5008/S*CDS 08 *6008	Cái	2	tương thích hoàn toàn với máy chạy thận nhân tạo Model: 4008S của hãng Fresenius
3	MÔ TƠ BƠM DÒNG CỎ CHUỒI CẢM MÁY 4008	Cái	6	tương thích hoàn toàn với máy chạy thận nhân tạo Model: 4008S của hãng Fresenius
4	MÔ TƠ BƠM TÁCH KHÍ CỎ CHUỒI CẢM MÁY 4008	Cái	6	tương thích hoàn toàn với máy chạy thận nhân tạo Model: 4008S của hãng Fresenius
5	ĐẦU NỐI DỊCH LỌC MÀU ĐỎ 2008/4008	Cái	4	tương thích hoàn toàn với máy chạy thận nhân tạo Model: 4008S của hãng Fresenius
6	ĐẦU NỐI DỊCH LỌC MÀU XANH 2008/4008	Cái	2	tương thích hoàn toàn với máy chạy thận nhân tạo Model: 4008S của hãng Fresenius
7	ĐẦU BƠM MÁY THẬN NHÂN TẠO 4008/5008/6008	Cái	1	tương thích hoàn toàn với máy chạy thận nhân tạo Model: 4008S của hãng Fresenius
8	BỘ CHỐT ĐÓNG MỞ ĐƯỜNG TẮT *4008SV10	Cái	1	tương thích hoàn toàn với máy chạy thận nhân tạo Model: 4008S của hãng Fresenius
9	QUẢ LỌC DỊCH (DUMMY)	Cái	15	tương thích hoàn toàn với máy chạy thận nhân tạo Model: 4008S của hãng Fresenius
10	BỘ MẠCH CẤP NHIỆT 4008B/S/V10/ART	Cái	1	tương thích hoàn toàn với máy chạy thận nhân tạo Model: 4008S của hãng Fresenius
11	BỘ MẠCH NGUỒN 4008B/S/V10/ART	Cái	1	tương thích hoàn toàn với máy chạy thận nhân tạo Model: 4008S của hãng Fresenius

